



3D HIFU "Anika"

Yüksek Yoğunluklu
Odaklanmış Ultrason



HIFU Cilt Yenileme Cihazı - Anika

Anika HIFU (Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason) cihazı, cilt elastikiyetini artırmak ve lifting etkisi sağlamak amacıyla tasarlanmış, invaziv olmayan bir cilt yenileme çözümüdür. Bu yenilikçi teknoloji, odaklanmış ultrason enerjisini belirli cilt derinliklerine ileterek yaklaşık 70°C'de termal odak noktaları oluşturur.

Bu termal uyarı, cildin doğal kolajen üretimini aktive ederek, cildin sertliğini ve yapısını güçlendirir. Sonuç olarak, kullanıcılar daha sıkı, kırışksız bir cilt deneyimi yaşar. HIFU yüz tedavileri, cilt sarkmasını etkili bir şekilde geciktirir ve zamanla genç ve canlı bir görünümün korunmasına yardımcı olur.

Model: Anika

Anika HIFU Cihazının Uygulamaları:

- ✓ Cilt yenileme
- ✓ Yanaklar ve kaşlarda invaziv olmayan lifting
- ✓ Kırışıklık azaltma
- ✓ Boyun ve çene bölgesinde sarkma düzeltme
- ✓ Gülüş çizgisi iyileştirme
- ✓ Artırılmış cilt sertliği ve elastikiyet

System Specification

Ultrasound Energy	1.5 mm Cartridge : 0.1-1.2J 3 mm Cartridge : 0.1-1.2J 4.5 mm Cartridge : 0.1-1.2J (up to 2J)
Ultrasound Frequency	4MHz
Electrical Requirement	220 Vac 50/60 Hz
Electrical Safety Class	I
Applied Part Type	BF



HIFU Terapisi ile Gençleşme

25 yaşından itibaren ciltteki kolajen üretimi doğal olarak azalır ve bu da ilk yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur. Zamanla cilt ince kırışıklıklar geliştirir, doku hacmi azalır ve esnekliğini kaybeder. Yaşlanma sürecini yavaşlatmak ve cilt sıkılığını ve elastikiyetini artırmak için en etkili ve non-invaziv yöntemlerden biri HIFU terapisi.

HIFU Tedavi Süreci:

✔ Cilt Gençleştirme İçin HIFU Terapisine Başlangıç

HIFU terapisi, yüz cildini sıkılaştırmak için güvenli, non-invaziv ve son derece etkili bir yöntemdir. Farklı HIFU kartuşları kullanılarak, tedavi SMAS katmanına etki eder ve cilt elastikiyetini ve sıkılığını aşamalı olarak artırır. İlk etkiler arasında hafif bir kaldırma ve ince kırışıklıklarda azalma yer alır.

✔ Bir Ay İçinde Daha Sıkı Bir Cilt

Doğru bakım ile bir ay sonra cilt daha sıkı ve pürüzsüz hale gelir, doku ve cilt tonu gözle görülür şekilde iyileşir.

✔ Üç Ay Sonra Belirgin Gençleşme

HIFU terapisinin tam etkisi üç ay sonra kendini gösterir ve cilt elastikiyeti, sıkılığı ve kaldırma etkisi belirgin hale gelir. Tek bir seans sonrası bile sonuçlar dikkat çekicidir. HIFU'nun gençleştirici etkileri 1 ila 1,5 yıl arasında sürerek uzun süreli gençlik ve parlaklık sağlar.

Cilt Hasarı Olmadan Gençleşme

HIFU terapisi, cerrahi yüz germe işlemlerine kıyasla daha hızlı sonuçlar sağlar ve çok daha düşük riskler taşır.

Non-invaziv yapısı sayesinde, müşteriler tedavi sonrası hemen günlük aktivitelerine geri dönebilir ve iyileşme süresine ihtiyaç duymazlar.


Kolay Parametre Ayarı

HIFU cihazının kullanıcı dostu arayüzü, temel parametrelerin kolayca ayarlanmasını sağlar. Darbe enerjisi, hat uzunluğu ve hat başına odak noktası sayısı gibi faktörler ayarlanabilir. Bu özelleştirme, farklı yüz bölgeleri için hassas tedavi imkanı sunarak kullanıcı memnuniyetini ve tedavi etkinliğini artırır.

3D HIFU'nun 2D HIFU'ya Göre Avantajları

Gelişmiş Odak Hassasiyeti: 3D HIFU, farklı cilt derinliklerinde birden fazla paralel odak noktası oluştururken, 2D HIFU yalnızca tek bir odak hattı oluşturur.

Gelişmiş Motor Fonksiyonelliği: 3D HIFU cihazının motorlu mekanizması dört yönde (yukarı, aşağı, sola ve sağa) hareket edebilir, bu da daha yüksek hassasiyet ve tedavi kapsamı sağlar. 2D HIFU cihazları ise yalnızca tek yönde çalışarak esneklik açısından sınırlıdır.



Uluslararası Standartlar ve Sertifikalar

Anika HIFU cihazı, güvenlik, kalite ve mevzuata uygunluğu sağlamak için uluslararası kabul görmüş standartlara ve sertifikalara sahiptir:

IEC 60601-1 * IEC 60601-2-22 * IEC 60601-1-2 * IEC 62304

GLORY
MAJESTIC